



2.700€
Ud.
2.889€



PISTOR 5 Tecnología Innovadora, cómoda y fácil de usar

- > La pistola electrónica de mesoterapia más avanzada existente actualmente en el mercado.
- > Suave, ergonómica y ligera lo que proporciona el máximo confort de uso para el médico y el paciente.
- > Equipada con una batería de Litio que le proporciona gran autonomía (36 horas) y tiempo de recarga rápido.
- > Sin cables.
- > El interfaz de usuario ha sido equipado con las últimas tecnologías:
 - Pantalla de LCD para visualizar las funciones del dispositivo.
 - Teclas simplificadas y táctiles para facilitar el acceso de los parámetros a seleccionar.
- > Acepta todas las jeringas de mesoterapia (10 ml, 5 ml, 2,5 ml, 2 ml y 1 ml) y todas las agujas de mesoterapia (4 mm, 6 mm y 13 mm).
- > Es la única que presenta un sistema electrónico con ajuste de la profundidad de penetración.
- > Con 6 funciones preprogramadas:
 - Inyección continua.
 - Mesoperfusion
 - Rafaga
 - Inyección punto a punto (Micro dosis y dosis standard)
 - Inyección mega dosis.
- > Gracias al estabilizador, estéril y de un solo uso, se garantiza al paciente y al médico condiciones de higiene perfectas, y estabiliza la piel al tiempo de la inyección, lo que disminuye la sensación de dolor del pinchazo para el paciente. PISTOR 5 es ideal para trabajar confortablemente en áreas sensibles como cuero cabelludo, cara y extremidades.
- > Incluye su estuche de transporte con todos los accesorios necesarios para un buen funcionamiento del dispositivo.
- > PISTOR 5 está equipado con modo Mesoperfusion. Esta mesoterapia lenta (gota a gota) es una alternativa importante a la mesoterapia tradicional particularmente en tratamientos antiálgicos.
- > Para evitar pérdidas de producto, PISTOR 5 cuenta con un sistema antigoteo integrado.
- > Con PISTOR 5 la dosis inyectada a un paciente puede ser memorizada en modo continuo asegurando al médico que para cada inyección repetida se suministra la misma cantidad de producto. Pueden ser memorizados tres tratamientos diferentes y personales.
- > Respeto al Medio Ambiente
 - Mediante la eliminación de materiales peligrosos en componentes electrónicos tales como plomo, cadmio, ...
 - Mediante la instalación de un procedimiento de retorno, reciclado y recuperación de productos al final de su vida.
 - Mediante el ahorro de energía para el usuario final: el dispositivo se apaga automáticamente si no se usa, gran autonomía, menor tiempo de recarga....

El dispositivo PISTOR 5 responde a los requerimientos de la Directiva Europea 93/42/CE para la seguridad de usuarios finales y pacientes. Se han llevado a cabo pruebas para asegurar la buena conformidad del producto en términos de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.



800€
Ud.
856€



Pistola Meso Basic 2 **Simplicidad y Tecnologia**

- > Pistola Electronica de Mesoterapia
- > Modo Continuo o Rafaga
- > Con conexion a red o Bateria (Permite más de 10.000 inyecciones)
- > Rapida de Ajustar



KIT BASICO
100 Estabilizador +
Shoks

100€
Ud.
107€



KIT Completo
100-Estabilizador
100- Aguja 30 G 0,3 x 4
mm.
100 - Aguja Carga
100 - Jeringa 10 cc.

190€
Ud.
203.3€



**KIT Mesoperfusion (solo
Pistor 5.)**
25. mangueras-4 con-
100 agujas 30G 0,3 X 13

170€
Ud.
181.9€

DESCRIPCIÓN TÉCNICA PISTOR 5

Dispositivo Clase IIb
Suministro energía: Universal AC input/ Full range
IN PUT: 100 – 240 VAC - 50/60 Mz - 0,8 A
OUT PUT: 12 V 2,50 A 30 W Max.
Batería: Ion Litio 2200 mAh 7,4 V
Autonomía : 36 horas
Tiempo de carga: 2 horas Max.
Nivel de carga de batería en la pantalla LCD

6 modos de inyección: Inyección Continua, Inyección Mesoperfusion, Inyección ráfaga, Inyección Micro dosis, Inyección Dosis Standard, Inyección Mega dosis.

Jeringa: Cono LUER 10 ml, 5 ml, 2,5 ml, 2 ml, 1 ml
Aguja: 13 mm, 6 mm, 4 mm
Peso: 555 gramos
Apagado Automático del mecanismo después de 30 minutos sin uso.
Sistema integrado Antigoteo.
Ajuste Automático de la profundidad de penetración.

Funciones Programables: Tamaño aguja, Profundidad Penetración, Tamaño jeringa, Velocidad de Inyección (Modo Continuo), Tiempo entre dos dosis (Modo Mesoperfusion), Frecuencia de Inyección (Modo ráfaga), Duración de inyección (Micro dosis, dosis Standard, Mega dosis)

Función Memoria : posibilidad de memorizar tres tratamientos personales.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA MESO BASIC

Dispositivo Clase IIa
Alimentación: 2 Baterías Alcalinas 1,5 v o conexión a red con transformador
Profundidad de Penetración: para agujas de 4 mm. de 0 a 4 mm.

Agujas: 4 mm y 13 mm.
Jeringas: cono central: 2, 5, 10 cc.

Peso 260 grs.
CONTENIDO
Maletín de Transporte
2 estabilizadores
1 kit completo
Manual de Uso